

AF330 啤酒色度目視比色計 EBC



測量原理

測定時將比色盤裝入比色器中，對比左右兩個視場的顏色進行目視比色。選購照明系統可為色度測定提供恒定不變的觀察條件，提高測量的準確性。測量方法是通過目視比色，使樣品的顏色與比色盤上的某一個色玻片色度相匹配。

Comparator 2000+型比色器

比色器適用光程範圍 5-40mm，所用比色皿為矩形比色皿，根據標準要求選擇具體光程，靈敏、精確，可與照明單元配合使用。測量方法是通過目視比色，使樣品的顏色與比色盤上的某一個色玻片色度相匹配。

色標描述

由釀酒協會和歐洲釀酒協會指定。量程從 2 到 27，由淺黃色到棕紅色。應用於啤酒，麥芽汁，焦糖以及類似的有色液體。如果待測樣品不在此範圍內（如濃縮物和糖漿），可稀釋樣品和使用不同光程的比色皿，使 EBC 讀數範圍在 2 到 27 以內。

技術參數

測量範圍	2.0-27 EBC
比色器	Comparator 2000+型比色器
比色皿光程	W680/OG 矩形比色皿，光程 5-40mm
照明單元	Daylight 2000 照明系統(專用)
4/14A 比色盤	2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 EBC
4/14B 比色盤	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 EBC
4/14C 比色盤	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 EBC
4/14D 比色盤	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 EBC

訂貨編號	型號	描述
433300	AF330	Comparator 2000+比色器 專用 Daylight 2000 照明系統，4 個比色盤（4/14A、4/14B、4/14C、4/14D），W680/OG/25mm 比色皿，操作手冊

選購配件

172010	Daylight 2000 照明系統（專用）
606790	比色皿，W680/OG/5mm
606800	比色皿，W680/OG/6.5mm
606810	比色皿，W680/OG/10mm
606840	比色皿，W680/OG/15mm
606850	比色皿，W680/OG/20mm
606860	比色皿，W680/OG/25mm
606940	比色皿，W680/OG/40mm
241410	4/14A 比色盤（EBC 2-6）
241420	4/14B 比色盤（EBC 6-10）
241430	4/14C 比色盤（EBC 10-18）
241440	4/14D 比色盤（EBC 19-27）