

## AF334 加德納目視比色計 Gardner



### 測量原理

測定時將比色盤裝入比色器中，對比左右兩個視場的顏色進行目視比色。選購照明系統可為色度測定提供恒定不變的觀察條件，提高測量的準確性。測量方法是通過目視比色，使樣品的顏色與比色盤上的某一個色玻片色度相匹配。

### Comparator 2000+型比色器

比色器適用光程範圍 5-40mm，所用比色皿為矩形比色皿，根據標準要求選擇具體光程，靈敏、精確，可與照明單元配合使用。測量方法是通過目視比色，使樣品的顏色與比色盤上的某一個色玻片色度相匹配。

**色標描述** Gardner 色標由明黃到紅。由最淺到最深將顏色用數字 1(最淺)到 18(最深)表示。應用於化學藥品和石油領域，包括樹脂，清漆，油漆，幹油，脂肪酸，卵磷脂，葵花籽油以及亞麻籽油。

### 技術參數

測量範圍	1-18 Gardner
比色器	Comparator 2000+型比色器
比色皿	W680/OG/10mm 矩形比色皿
照明單元	Daylight 2000 照明系統
4/30AS 比色盤	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gardner
4/30BS 比色盤	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Gardner

### 選購配件

171010	Daylight 2000 照明系統
606810	比色皿，W680/OG/10mm
243030	4/30AS 比色盤 (Gardner 1-9)
243040	4/30BS 比色盤 (Gardner 10-18)
134200	Gardner 2 色度標液，規格：500ml
134210	Gardner 5 色度標液，規格：500ml
134220	Gardner 8 色度標液，規格：500ml

訂貨編號	型號	描述
433340	AF334	Comparator 2000+比色器，Daylight 2000 照明系統，2 個比色盤 (4/30AS、4/30BS)，W680/OG/10mm 比色皿，操作手冊